

PISAK PĘDZELKOWY DO KALIGRAFII BRUSH SIGN PEN




SYMBOL PRODUKTU: SE51SC

O PRODUKCIE

Pisak podziałkowy do kaligrafii i liternicwa dla początkujących użytkowników. Znany w mediach społecznościowych jako #BrushPen.
Do tworzenia nowoczesnych, modnych liter, napisów i ilustracji #handlettering.
Elastyczna, podziałkowa końcówka pozwala na pełną kontrolę nad grubością i kształtem linii.

Japońska precyzja wykonania obudowy produktu oraz dedykowany mechanizm, który wspiera przepływ tuszu, aby użytkownik mógł cieszyć się płynnością linii.
Szeroka gama kolorów oraz zestawów do liternicwa.
Twórz niesamowite kompozycje i hasła. Dziel się nimi na Instagramie z hasztagiem #handlettering #pentelbrush #pentelbrushpen #kaligrafia #kaligrafia

Wyraź swoją wyobraźnię oraz talent artystyczny.





MATERIAŁ

Ekologiczność	81 %
---------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Kod kolorowy		
SES15CA	4902506287052	czarny
SES15CB	4902506287069	czerwony
SES15CB2X	4902506364999	burgund
SES15CC	4902506287076	niebieski
SES15CCAX	4902506365019	niebiesko-czarny
SES15CO	4902506287083	zielony
SES15CD2X	4902506365026	oliwkowo-zielony
SES15CD3X	4902506365002	turkusowy
SES15CD4X	4902506412904	szmaragdowy
SES15CE	4902506287090	brązowy
SES15CE3X	4902506365033	jasnobrązowy
SES15CE3X	4902506412911	ciemnobrązowy
SES15CF	4902506287106	pomarańczowy
SES15CF2X	4902506412928	koralowo-pomarańczowy
SES15CF3X	4902506412935	białopomarańczowy
SES15CG	4902506287113	szary
SES15CKX	4902506365040	szalony
SES15CK2X	4902506412942	limonkowy
SES15CN	4902506287120	szary
SES15CN2X	4902506365057	jasnoszary
SES15CP	4902506287137	różowy
SES15CP2X	4902506365064	purpurowy
SES15CP3X	4902506365071	purpurowy róż
SES15CS	4902506287144	biały
SES15CS2X	4902506365088	jasnobiały
SES15CS3X	4902506365095	szarobiały
SES15CV	4902506287151	fioletowy
SES15CV2X	4902506365101	niebieskofioletowy
SES15CY	4902506287168	ciemnoszary
SES15CFBX	4902506419637	fluorescencyjny czerwony
SES15CFPX	4902506419644	fluorescencyjny pomarańczowy
SES15CFGX	4902506419651	fluorescencyjny szary
SES15CFKX	4902506419668	fluorescencyjny zielony
SES15CFPX	4902506419675	fluorescencyjny różowy